



Egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb elsősegély

plum



Az elsősegély eszközöknek kéznél kell lenniük

Kisebb-nagyobb balesetek minden nap történnek - ez a szomorú valóság. Ezért fontos, hogy állandóan kéznél legyenek az elsősegély eszközök - amikor baleset történik.

Sérülések gyors, biztonságos és higiénikus ellátásához szükséges anyagok széles választékát kínáljuk Neked és kollégáidnak, legyen az akár karcolás, kisebb vágás vagy szembaeset.



Legfontosabb számunkra a Te igényed

PLUM elsősegély termékek: sebtapaszok, sebtisztító kendő és elsősegély szemkimosók széles választéka. Összeválogathatod az igényeidnek megfelelő termékeket. Számunkra az a legfontosabb, hogy az elsősegély termékek segítségével a munkahelyeden előforduló balesetek esetén megvédhesd magad.

A lényeg: gyorsaság

Baleset esetén a gyors segítség döntően befolyásolja a sérülés következményeit. Ez fokozatosan érvényes a szemeket érő balesetekre. A gyors elsősegély olyan kisebb sérülések esetén is fontos, mint karcolások, vágások. Csökkentheted a kellemetlenség mértékét és gyorsan visszatérhetsz a munkádhoz.

A kulcs a hozzáférhetőség!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni. Az elsősegély eszközöknek kéznél kell lenniük - nem a szekrény mögött vagy valamelyik fiókban, ahol nem lehet gyorsan és egyszerűen megtalálni. Ezért termékeinket fel lehet úgy szerelni, hogy mindenki számára láthatóak és elérhetőek legyenek. Ez vonatkozik minden egyes termékre és az elsősegély állomásokra is. Minderről többet is megtudhatsz a következő oldalakon. Olvasd el, mielőtt a következő baleset bekövetkezik!

Elsősegély szemkimosó



Csak két szemed van
- vigyázz rájuk!

Soha nem volt ennyire egyszerű a szemöblítés!



Vedd ki a tartóból a flakont!



Fordítsd el a kupakot a zár felszakadásáig!



Hajtsd hátra a fejed, illeszd a szemgödörhöz a flakon megfelelően kialakított tetejét, nyomd meg a flakont és öblítsd ki a szemedet!



Fizikai szennyeződések szembe kerülése esetén hajtsd előre a fejed és így öblítsd át a szemed! (Ha előre hajtod a fejed, elkerülheted, hogy a ruhád nedves legyen.)

Fontos: bármilyen sérülés esetén a szemet PLUM szemkimosó folyadékkal késlekedés nélkül, azonnal, kíméletesen ki kell öblíteni. Nyomd ki a flakont óvatosan, folyamatosan. Ezután mindig keresd fel az orvost és folytatd a szemöblítést az utazás alatt is.

A kupak kialakítása követi a szemgödör természetes vonalát - ezzel téve kényelmessé, higiénikussá és egyszerűvé a használatot baleset esetén.



A látás az egyik legfontosabb érzékszervünk

A látás alapvető fontosságú a legtöbb munkavégzésnél. Ezért vigyázz a szemeid épségére! Sokat tehetsz értük, ha körültekintően végzed a munkádat, de sajnos ez nem mindig elég. Senki nem tudja magát bizonyos balesetek ellen megvédeni - de megpróbálhatunk felkészülni rájuk. A mi kézi elsősegély szemkimosóink beszerzésével már a lehető legtöbbet tethet ennek érdekében.

A döntő pillanat

Amikor szemet érő baleset történik, néhány másodpercen múlhat, hogy elveszíted a látásod vagy nem. Ezért a gyors hozzáférés a szemkimosóhoz döntő lehet minden munkahelyen, ahol a megsérülések veszélye fennáll.

Hatékony elsősegély szemkimosó megoldások

Plum elsősegély szemkimosó alkalmas fizikai szennyeződések eltávolítására, a pH Neutral semlegesíti a bőrré vagy szembe került savakat és lúgokat.

Rugalmas megoldások

A széles termékválaszték biztosítja az optimális igényeidhez igazodó megoldásokat. Választhatsz nagyobb állomásokból, amelyek

falra szerelhetők a munkavégzés helyénél, vagy választhatsz kisebb hordozható kiserelésű termékeket, amelyek felszerelhetők a teherautóban, tárolhatók a szerszámos ládában, egészségügyi dobozban, vagy hordhatóak speciális övtáskában.

Steril és higiénikus

Felbontás nélkül a gyártástól számított 3 év a szavatossági idő. A lejárati idő a flakon címkéjén olvasható

Könnyű és gyors használat

A rendszerünk úgy lett kifejlesztve, hogy a legkönnyebben és leggyorsabban öblíthesd ki a szemed. Két egyszerű mozdulat és a flakon használatra kész. A flakonokon és állomásokon világos használati utasítás található rajzokkal, amelyek hozzájárulnak a szakszerű és biztonságos használatához.

Magas szintű felhasználói biztonság

A kupak ergonomikus kialakításának köszönhetően biztosítja az egyszerű, gyors szemkimosást és az elhasznált folyadék távozását az öblítés után. A Plum Elsősegély Szemkimosók sterilek és CE minősítéssel rendelkeznek az Orvosi Műszerek szabályainak megfelelően.

pH Neutral

Bizonyított biztonság és hatás

A vegyszerek szembe kerülhetnek por, folyadék és gáz halmazállapotban. Autó akkumulátor, amelyek felrobbanhat, súlyos savsérülést okozhat a szemben. Pár csepp lúggal csak súlyosbíthatjuk a helyzetet, mert rövid időn belül a szaruhártya egész felülete károsodhat

A maró anyagok okozta égési sérülések súlyossága elsősorban a következőktől függ:

- A vegyszer koncentrációjától – erős savak és lúgok a legmaróbbak.
- A hőmérséklettől – a magasabb hőmérséklet fokozza a vegyszerek maró hatását.
- Az érintkezés idejétől – minél hosszabb idejű az érintkezés a vegyi anyaggal, annál mélyebben hatol a szövetekbe és így annál súlyosabb lesz a sérülés mértéke.

Pár másodperc mindent eldönt

Savas, vagy lúgos szembalesetek esetén a legfontosabb a sav vagy lúg gyors semlegesítése a szem természetes 7,4-es pH értékére. Akkor érhető el a legjobb hatás, ha a kémiai anyag még nem hatolt át a szem mélyebb szöveteibe. Minél magasabb a sav, vagy lúg koncentrációja, annál több időt vesz igénybe az öblítés.

Az balesetek minél optimálisabb ellátásának érdekében a szemkimosónak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

- legyen könnyen hozzáférhető,
- gyorsan használható,
- hatékony.

Az elsősegély szemkimosó legyen hatékony

A pH Neutral egy 4,9%-os foszfátpuffer, amely gyorsan, hatékonyan semlegesíti még az erős savakat és lúgokat is. A folyadék foszfátokat tartalmaz, amelyek egyébként is jelen vannak az emberi testben. A puffer hidrogén foszfát összetevője semlegesíti a savakat, míg a puffer másik része, a dihidrogén foszfát semlegesíti a lúgokat. Amennyiben vizet, vagy 0,9%-os sóoldatot használnánk az öblítésre, akkor csak felhígítanánk a savakat és lúgokat, ezért ebben az esetben több folyadékra és hosszabb öblítési időre lenne szükségünk.

A laboratóriumunkban végzett in vitro tesztek során ellenőriztük a pH Neutral hatását erős savak és lúgok esetében is, összehasonlítva azokat a normál 0,9%-os nátrium kloridot tartalmazó szemkimosóval. A teszteredmények világosan kimutatták, hogy a pH

Neutral a savat és a lúgot is semlegesítette a normál pH mértékig. A hagyományos szemkimosó felhígította a folyadékot, de a pH értéket csak kis mértékben változtatta meg (lásd 1. ábra). A pH Neutralt teszteltük olyan esetekben, amikor a sav, vagy lúg áthatolt a szaruhártyán. A pH Neutral ebben az esetben is bizonyította a semlegesítő hatást, ami nagyon fontos a sérülés súlyosságának megállíthatóságában súlyos savas, vagy lúgos szembalesetek esetén².

A pH Neutral ajánlott használata Hogyan használjuk a pH neutralt?

A pH Neutral egy 2 perces elsősegély öblítéshez kialakított folyadékkal teli flakon, amely a szemet, vagy a bőrt érő savas és lúgos balesetek esetében egyaránt használható. A cél, hogy egy flakon pH Neutral használatával közömbösítsük a pH értéket a veszélytelen tartományig. A pH Neutral használata után javasoljuk, hogy folytasd a szemöblítést a 0,9% sóoldatot tartalmazó Plum Szemkimosó folyadékkal egészen addig, ameddig eljutsz az orvoshoz.

Független orvosok által végzett tesztek kimutatták, hogy az ajánlott 2 perces öblítési idő esetében a PH Neutral használata biztonságos^{3,4}.

1) Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Osterheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2) Professor Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Osterheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005


3) Corydon L, Hagsbro M, Cheeseman J, Jacobsen ME. Clinical Trial of Eye Irrigation with Buffer Solution. Clinical investigation report. Vejle Sygehus, 2003.

4) Damgaard AL, Hovendal MP, Scroder MP, Saxtorph H, Bollen P. First aid treatment of alkali eye burns with phosphate buffer does not cause corneal calcifications. Poster, EAPCCT XXIX International Congress in Stockholm, 2009.



A gyors, azonnali és hatékony beavatkozás döntően befolyásolja a sérülések mértékét és kiemelkedően fontos a savas, vagy lúgos anyagok okozta sérülések esetén. A maró anyagok okozta sérülések igen súlyosak és nagyon hamar kialakulnak.

1 ábra: A pH Neutral semlegesítő hatása



*In vitro titrálási tesztet végeztek a Plum A/S-nál. A teszt során pH Neutralt és nátrium-kloridot adtak lépésenként olyan oldatba, amely 40 ml vízből és 1 csepp kénsavból, illetve 40 ml vízből és 1 csepp kálium-hidroxidból állt. A pH értékének változását és a kimosáshoz szükséges folyadék mennyiségét mérték.

Nagy előny, hogy a pH Neutral hatékonyan használható a bőrön bekövetkezett kisebb savas és lúgos égések kezelésére is.

Igéneyeidhez igazodik

A pH Neutralt praktikus, kisméretű 200ml-es flakonban gyártjuk, amely könnyen elhelyezhető a munkahelyed közelében, a szerszámos ládában, vagy az elsősegély dobozban. Ráadásul a pH Neutral 1000ml-es kiserelésben is kapható, egyedi zuhanyfejvel, amely biztosítja, hogy vészhelyzet esetén a folyadékot gyorsan a test felületére tud permetezni. Mindkét flakon esetében 2 perces folyamatos öblítés ajánlott.

Néhány egyszerű mozdulat és már készen is állsz a szemeid öblítésére.

- Fordítsd el a kupakot a nyíl irányába, a forrasztás felszakadásáig.
- Hajtsd hátra a fejed és öblítsd ki a szemed
- Öblítsd a sérült testrészed a flakon kiürüléséig





Két szemmel születünk – a DUO szemkimosóval egyszerre öblítheted mindkettőt

Sok szembaleset esetén mindkét szem érintett. Eddig nem tehetted meg, hogy mobil elsősegély szemkimosóval mindkét szemed egyszerre öblítd ki. Ezért súlyos szembalesetek esetén fel kellett tenned az ésszerűtlen kérdést: Melyik szemem mentsem meg? – többé nem kérdés.

A Plum Duo szükséges kiegészítője a rendelkezésre álló elsősegély szemkimosó rendszerednek. A Plum Duo mindkét formában kapható: pH Neutral semlegesítő és 0,9%-os sóoldatként is.



Ne pazarold az értékes időt, ha mindkét szemed érintett a balesetben.




A DUO szemkimosóval mindkét szemedet egyszerre tudod hatékonyan öblíteni.



A szemhez illeszkedő kupak alakja segít abban, hogy az öblítés során szemeid nyitva maradjanak.

Hogyan előzzük meg a sérüléseket?

Amikor baleset történik, fontos, hogy hatékonyan és amilyen gyorsan csak lehet, öblítsük ki a szemet, hogy megelőzzük vagy csökkentjük a sérülés mértékét. A termékválasztékunk széles, így lehetőséget ad számodra a megfelelő szemkimosó megoldás megtalálásához, amellyel csökkentheted a baleseti sérülés kockázatát a munkahelyeden. Az alábbi elsősegély tervben információkat találsz arról, hogy a különböző balesetek esetén hogyan és melyik PLUM termékkel lásd el a szemedet. A terv külön is megrendelhető.



Elsősegély terv szembalesetek esetére

SZENNYEZŐDÉS ÉS SÉRÜLÉS	AJÁNLOTT ÖBLÍTÉS	ÖBLÍTÉS FOLYTATÁSA ORVOSI KEZELÉSIG	AJÁNLOTT ÖBLÍTÉSI IDŐ
Szennyeződés pl.: por, kosz, fém, vagy faforgács	Plum szemkimosó	Plum szemkimosóval	Kb. 5 percig, vagy az idegen anyag távozásáig
Savas sérülés	pH Neutral	Plum szemkimosóval	Kb. 2 percig öblíteni
Lúgos sérülés	pH Neutral	Plum szemkimosóval	Kb. 2 percig öblíteni
Egyéb sérülés	Plum szemkimosó, vagy pH Neutral	Plum szemkimosóval	Kb. 2 percig öblíteni
Savas, lúgos, egyéb sérülések	pH Neutral	Plum szemkimosóval	Ameddig a kellemetlen érzés el nem múlik

Fontos! Minden esetben lágy, egyenes sugárral öblítsük a szemet. A flakont folyamatosan, préselés nélkül nyomjuk az öblítés folyamán. Az orvos utasításait minden esetben kérjük ki. Az öblítést folytassuk az orvoshoz történő utazás ideje alatt is.

Vegyszerek által okozott sérülések

Savas, vagy lúgos sérülések esetén a maródás azonnal elkezdődik, amint a káros anyag a szembe kerül. Ilyen sérülések esetén a pH Neutral szemkimosót javasoljuk.

Fizikai szennyeződések által okozott sérülések

Az idő nagyon fontos tényező a fizikai szennyeződések által okozott sérüléseknél is, mint pl fém, faforgács, por vagy egyéb piszok esetében. Ilyen esetekben az azonnali öblítés megvédheti az idegen anyagok karcolásától a szemet, megakadályozva így a további komolyabb sérüléseket. Ezekben az esetekben a Plum Szemkimosó az optimális megoldás.

Találd meg a számodra megfelelő terméket!

A termékskálánk különböző típusú szemkimosókból áll, melyeket különböző típusú sérülésekre fejlesztettünk ki, attól függően, mire van leginkább szükség. Kiválaszthatod a megfelelő terméket és összeállíthatod egy egyéni programot a munkahelyed speciális igényeinek és veszélyforrásainak megfelelően.

Elsősegély szemkimosó megoldások fizikai szennyeződések szembe kerülésének esetére

200 ml Plum Szemkimosó



Kézreálló, kis méretű flakon, amely 0,9%-os steril foszfátpuffer oldatot tartalmaz, amellyel könnyen eltávolítható a szembe került fizikai szennyeződések. A flakont könnyen magaddal hordhatod a speciális tervezésű övtáskában, elsősegély dobozban, vagy szerszámos ládában is. Ergonomikus kupakkal gyártjuk, amely illeszkedik a szemgödörbe. Porvédő kupakkal láttuk el és a címkéjén részletes használati utasítás olvasható.

Öblítési idő: kb. 2 perc
Cikkszám: 4691
Kiszerezési egység: 10 x 200 ml

500 ml Plum Szemkimosó



Flakon 0,9%-os steril NaCl oldattal. Ergonomikus kupakkal gyártjuk, amely illeszkedik a szemgödörbe. Porvédő kupakkal láttuk el és a címkéjén részletes használati utasítás olvasható. A flakont használhatjuk készletben, vagy önmagában is.

Öblítési idő: kb. 5 perc
Cikkszám: 4604
Kiszerezési egység: 12 x 500 ml

Plum Combibox Duo SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS



Falra szerelhető szemkimosó állomás piktogrammal és tükörrel, amely védi a flakonokat a portól. Kifejezetten alkalmas poros munkahelyeken, ahol felmerülhet a savas vagy lúgos szembalesetek veszélye.

Tartalma:
1 x 500 ml pH Neutral DUO és
1 x 1000 ml Plum DUO SZEMKIMOSÓ

Cikkszám: 4810
Kiszerezési egység: 1 darab

1000 ml Plum DUO Szemkimosó



Steril 0,9% NaCl oldat. A szembe került idegen anyagok kiöblítésére (por, szikra, felforgács stb). Egyszerre mindkét szem öblítésére alkalmas. A DUO SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS utántöltéséhez is alkalmas.

Öblítési idő: kb. 5 perc
Cikkszám: 4800
Kiszerezési egység: 6 x 1000 ml

Plum Szemkimosó állomás/készlet 2 flakonnal



Gyors szemöblítő megoldás, amelyet könnyen felszerelhetsz a munkavégzés helyének közelébe. Az (állomás) készlet tükörrel és könnyen érthető használati utasítással van ellátva, hogy biztosítva legyen a gyors és szakszerű szemöblítés baleset esetén. Nem alkalmas piszkos, poros munkahelyekre.

Öblítési idő: kb. 10 perc
Cikkszám: 4694
Kiszerezési egység: 1 db

Plum Szemkimosó állomás/készlet 2 flakonnal



A doboz portmentes és ütészálló polystyrene-ből készült. Tartalma 2 x 500 ml Plum Szemkimosó. Nagyon poros és piszkos, valamint mozgó munkahelyekre ajánljuk. Pictogram található a doboz elején, belül tükörrel láttuk el. Fűthető, az adapter külön megrendelhető.

Öblítési idő: kb. 10 perc
Cikkszám: 4650
Kiszerezési egység: 1 db

Plum Szemkimosó állomás/készlet 1 flakonnal



Fali állomás 1 x 500 ml Plum Szemkimosóval és külön felszerelhető piktogrammal. Egyaránt alkalmas munkahelyeken, ahol azonnali segítség szükséges. Kisebb és mobil munkahelyeken is.

Öblítési idő: kb. 5 perc
Cikkszám: 4611
Kiszerezési egység: 1 db

plum

Szemkimosó megoldások kémiai anyagok által okozott balesetek esetére

200 ml pH Neutral Szemkimosó



Kézreálló, kis méretű flakon 4,9%-os steril foszfátpuffer oldattal, amely semlegesíti a szemfelszín kémiai anyagok okozta balesetek esetén. A flakont könnyen hordhatod a speciális tervezésű övtáskában, elsősegély dobozban vagy szerszámos ládában is. Falitartóval is felszerelhetjük. Ergonomikus kupakkal gyártjuk, amely illeszkedik a szemgödörbe. Porvédő kupakkal láttuk el és részletes használati utasítás található a címkén.

Öblítési idő: kb. 2 perc
Cikkszám: 4752
Kiszerezési egység: 10 x 200 ml

500 ml pH Neutral DUO Szemkimosó



Steril 4,9 % foszfátpuffer. A legtöbb sav és lúg semlegesítésére alkalmas. Egyszerre mindkét szem öblítésére alkalmas. A DUO SZEMKIMOSÓ ALLOMAS utántöltéséhez is alkalmas.

Öblítési idő: kb. 5 perc
Cikkszám: 4801
Kiszerezési egység: 6 x 500 ml

1000 ml pH Neutral Testzuhany



1000ml-es flakon 4,9%-os foszfátpufferrel, amely gyorsan és hatékonyan semlegesít, még nagyon erős sav és lúg szembe, vagy bőrre kerülése esetén is. Legalább 50-szer hatékonyabb, mint a víz. A flakon egyedi zuhanyfejjel van ellátva, amely biztosítja, hogy a folyadékot gyorsan a test nagy felületére permetezhesd vészhelyzet esetén. Elhelyezhető a munkahelyed közelében, szerszámosládában, vagy akár az autód belsejében is tárolható.

Öblítési idő: kb. 2 perc
Cikkszám: 4746
Kiszerezési egység: 6 x 1000 ml

Övtáska 200ml-es flakonhoz



Praktikus övtáska, amely rögzíthető övre, munkaruhára, vagy munkaeszközökre (pl. takarítókosci) egyaránt. Baleset esetén könnyű kinyitni, biztonságos és higiénikus védelmet nyújt a flakonoknak.

Cikkszám: 4692
Kiszerezési egység: 10 db

pH Neutral elsősegély szemkimosó állomás/készlet



pH Neutral tartalmú szemkimosó állomás és a Plum szemkimosó állomás is pormentes, ütészálló polystyrene-ből készült. A 200 ml pH Neutral és a 500 ml Plum szemkimosó kifejezetten alkalmas olyan helyeken, ahol fennáll a sav, vagy lúg okozta szembaleset lehetősége. Pictogram található a doboz elején, belül tűkörrrel láttuk el. Fűthető, az adapter külön megrendelhető.

Öblítési idő:
- pH Neutral kb. 2 perc
- Plum Szemkimosó kb. 5 perc
Cikkszám: 4787
Kiszerezési egység: 1 db

pH Neutral Elsősegély Testzuhany állomás



1000 ml pH Neutral falitartóval és külön felszerelhető pictogrammal. Helyezd a munkavégzés helyéhez közel, vízcsatlakozást nem igényel. Értelemszerű kiegészítője a telepített elsősegély zuhanyoknak és kifejezetten alkalmas gyors, azonnali beavatkozásra a baleset helyszínén.

Öblítési idő: kb. 2 perc
Cikkszám: 4741
Kiszerezési egység: 1 db

Minden szemkimosó flakon CE jellel van ellátva és 3 év a szavatossági ideje

Ne vesztegesd az időd karcolások kezelésére!

Quick Fix



Jó, ha van egy elsősegély doboz az ellátandó nagyobb balesetekhez, de a munkahelyeken minden nap számos apró sérülés is történik. Ezek legtöbbször ellátásához elég egy ragtapasz és már mehetsz is vissza dolgozni. A Quick-Fix-el kialakított elsősegély rendszer lehetővé teszi ezeknek a kis sérüléseknek a gyors ellátását, hogy ne tölts ezzel több időt, mint amennyi feltétlenül szükséges. Mindezen túl a rendszer higiénikus. Könnyen használható. Mindig kéznél van. Gyorsan ragaszd fel – és már mehetsz is vissza dolgozni.

Ez az egyedülálló adagoló a rendszer lényege:

- Azonnali hozzáférést biztosít a ragtapaszokhoz
- Segítséget nyújt a legtöbb balesetnél, gyorsan, egyszerűen, higiénikusan
- Fél kézzel is könnyen használható
- Igény szerint különböző ragtapaszokkal utántölthető
- Könnyen észrevehető, amikor kiürül és utántöltést igényel
- Egyszerűen elállítja a vézést, anélkül, hogy összevézné a többi ragtapaszt
- Könnyű felszerelni
- Kis tároló polccal szereltük fel, amely helyet biztosít az egyéb elsősegély felszerelésnek is
- A ragtapaszok egyenként vannak csomagolva
- Zárható, kizárólag speciális kulccsal nyitható

Vízálló ragtapasz



QuickFix ragtapasz adagoló
2 db vízálló ragtapasz
utántöltő csomaggal
Cikkszám: 5501
Kiszerezési egység: 1 darab

QuickFix vízálló utántöltő
45 db ragtapasszal
Cikkszám: 5511
Kiszerezési egység:
6 x 45 darab

A vízálló ragtapasz vízszálló, ezért kifejezetten alkalmas nedves munkahelyekre. A ragtapaszok bőrbarát PE anyagból készültek, amelyek lehetővé teszik a bőr lélegzését.

Rugalmas



QuickFix ragtapasz adagoló
2 x rugalmas ragtapasz
utántöltővel
Cikkszám: 5502
Kiszerezési egység: 1 darab

QuickFix rugalmas ragtapasz
utántöltő 45 db ragtapaszt
tartalmaz Cikkszám: 5512
Kiszerezési egység:
6 x 45 darab

Rugalmas ragtapaszok illeszkednek a bőrödhöz, ezért nagyon kényelmes viselni. A ragtapaszok kifejezetten bőrbarát anyagból készülnek – lehetővé téve a bőr lélegzését.

Kimutatható fémszálas



QuickFix ragtapasz adagoló
2 x kimutatható fémszálas
ragtapasz utántöltővel
Cikkszám: 5503
Kiszerezési egység: 1 db

QuickFix kimutatható fémszálas
ragtapasz utántöltő
45 db ragtapaszt tartalmaz
Cikkszám: 5513
Kiszerezési egység: 6 x 45 db

Kimutatható fémszálas ragtapaszok beépített fémszállal, amely kimutatható fémdetektorral. A ragtapaszok PE anyagból készültek, amely lehetővé teszi a bőr lélegzését, valamint vízálló és bőrbarát is.

Rugalmas és vízálló



QuickFix ragtapasz adagoló 1 x rugalmas és 1 x vízálló
Ragtapasz utántöltővel. Cikkszám: 5507. Kiszerezési egység: 1 db

Rugalmas és vízálló ragtapaszok kombinációja, amely minden igényt kielégít a munkahelyeken. A kombinált ragtapaszokat tartalmazó ragtapaszadagoló nedves és normal munkakörülmények között is illeszkedik a bőrödhöz.

A QuickFix adagoló csak 23 cm széles és 13,5 cm magas. Kis mérete ellenére 90 db ragtapaszt tartalmaz, így könnyen elhelyezhető azon munkahelyek közelében, ahol a legnagyobb igény van rá.

A praktikus utántöltők használhatóak elsősegély dobozokban, kesztyűtartóban, és minden olyan helyen, ahol hordozható megoldásra van szükség.

Csavarj az ujjad köré!

Hosszú ragtapasz QuickFix adagolókhöz

A QuickFix hosszú ragtapasz előnyei:

- Nagyobb védelem a hosszabb karcolások és sebek esetén
- Kítűnően használható az ujj hajlatainak sérülése esetén
- Többször is körbe tekerheted az ujjad.
- Komfortos viselet a rugalmas és légáteresztő anyag miatt
- Ragaszd fel és már dolgozhatsz is tovább
- Magas szintű higiénia – minden ragtapasz külön-külön csomagolt
- Variálható egyéb QuickFix adagolóhoz készült ragtapaszokkal
- Kevesebb felhasználás – nincs szükség többé sok kis sebtapasz egymásra ragasztására



Gyorsan vissza a munkába



Húzz egy ragtapaszt az adagolóból



A ragtapasz azonnal használatra kész



Akár fél kézzel is felragaszthatod

Hosszú rugalmas ragtapasz



QuickFix ragtapasz adagoló
2 x 30 db hosszú rugalmas ragtapasz
Csomagolás: 1 egység
Adagoló mérete: 23 x 13,5 cm
Cikkszám: 5528

Ragtapasz utántöltő: az utántöltő tartalma 30 hosszú rugalmas ragtapasz. Alkalmos QuickFix ragtapasz adagoló utántöltésére, vagy önálló felhasználásra
Csomagolás: 6 x 30 db. Ragtapasz mérete: 12 x 2 cm
Cikkszám: 5508

Hosszú Rugalmas Ragtapasszal többször is körbe tekerheted az ujjad.
A rugalmas és lélegző anyag alkalmazkodik a bőr mozgásához és komfortérzetet biztosít.
A sérülések széles spektrumához használható. Nagy igénybevétel mellett is használható.

Hosszú kimutatható fémszálas ragtapasz



QuickFix ragtapasz adagoló
2 x 30 db hosszú rugalmas ragtapasz
Csomagolás: 1 egység
Adagoló mérete: 23 x 13,5 cm
Cikkszám: 5529

Ragtapasz utántöltő: az utántöltő tartalma 30 hosszú rugalmas ragtapasz. Alkalmos QuickFix ragtapasz adagoló utántöltésére, vagy önálló felhasználásra
Csomagolás: 6 x 30 db. Ragtapasz mérete: 12 x 2 cm
Cikkszám: 5509

A hosszú fémszálas ragtapasz beépített fémszállal többször körbetekerhető az ujj körül.
A feltűnő kék színű hosszú ragtapasz fémdetektorral kimutatható. Nagy igénybevétel mellett is kítűnően tapad és magas higiéniai követelmények esetén is használható (pl.: élelmiszeripar, konyhák).
A rugalmas és lélegző anyag alkalmazkodik a bőr mozgásához és komfortérzetet biztosít.

A kézen fekvő megoldás

Az új QuickFix Mini-vel búcsút inthetsz az időigényes és sokszor nehézkes ragtapasz keresgélésnek! A kicsi és praktikus kiszerezést elhelyezheted a kesztyűtartóban, szerszámok ládájában, autódobban, zsebedben, táskádban, kabátodban.

Cikkszám: 5504, Kiszerezési egység: 30 x 30 db



Hagyd, hogy a QuickClean dolgozzon

A legkisebb karcolásokat és vágásokat is meg kell tisztítani, mielőtt felhelyezed a ragtapaszt. Amennyiben piszok kerül a sebbe, hosszabb ideig tart a gyógyulás. A Quick Clean-nel állandóan tiszta és nedves kendő lesz a kezéd ügyében.



Ilyen egyszerű a sebet megtisztítani



Húzz egy kendőt a tartóból



Szakítsd fel oldalt és máris használatra kész



Tisztítsd meg a sebet gyorsan és haték

QuickClean sebtisztító kendő



Cikkszám: 5551
Kiszárlási egység:
11 x 40 db

A doboz 40 db sebtisztításra alkalmas kendőt tartalmaz. Minden kendőt külön csomagoltunk és steril vízzel láttunk el. Használhatjuk egyesével, vagy fali tartóval, utántöltő dobozzal egyaránt. Kendő méret: 130 x 200 mm A kendők CE jelöléssel vannak ellátva.

A kisebb sérülések elkerülhetetlenek, a munka természetes velejárói. Másik oldalról azonban komolyabb sérülést okozhatnak, ha elfertőződnek. Ezt azonban egyszerűen elkerülheted.

A fertőzések sokba kerülnek.

Még a legkisebb vágások is eredményezhetnek például gylladást az ujjadban, ami legrosszabb esetben napi problémát jelenthet a mindennapi munkád során. Túl nagy ár ez egy kis sérülésért. Ezért tisztítsd meg a karcolásokat, vágásokat - bármilyen ártalmatlannak is tűnnek.

QuickClean sebtisztító kendő fali tartóval



Cikkszám: 5550
Kiszárlási egység:
6 db

A fali tartó 40 db sebtisztító kendőt tartalmaz, és azért fejlesztettük ki, hogy a munkahelyedhez minél közelebb helyezhesd el. Minden kendőt külön csomagoltunk és steril vízzel itattunk át. Kendő méret: 130 x 200 mm A kendők CE jelöléssel vannak ellátva.

A sebtisztítás megfelelő higiéniája az elérhetőséggel kezdődik

A sebtisztítás megfelelő higiéniájának alapja, hogy hozzáférhető legyen a tisztító. Víz nem minden esetben van a közeledben, amikor sebet szeretnél tisztítani. QuickClean-nel állandóan lehetőséged van a sebek és vágások azonnali tisztítására gyorsan és higiénikusan. A falitartó a munkavégzés helyének közvetlen közelébe helyezhető, így minden dolgozó könnyen hozzáférhet a sebtisztítókhoz, ha baleset történik.



Szemkimosó,
amely állandóan
elérhető

A tükör könnyebbé teszi a sérülés
mértékének megítélését, és a
megfelelő öblítést

Ebben az esetben a ragtapaszok is
állandóan elérhetők - akár fél kézzel is.

A sebtisztítás a higiénia
szempontjából nagyon
fontos

Méret: 515 mm x 300 mm
Cikkszám: 5101

Könnyen kezelhetővé tesszük az elsősegélyt

Rendszerezett elsősegély

Összeraktuk az elsősegélyhez szükséges legfontosabb termékeket. Felszerelheted a munkahelyed veszélyes területeire, akár a mellékhelyiségekbe, kávézóba, vagy ahol a legnagyobb szükség van rá.

Kiindulópont a Te szükségleted

Az Elsősegély Állomás tartalmaz 500ml-es Plum Szemkimosót, Quick Fix ragtapaszadagolót 45 db rugalmas és 45 db vízálló ragtapasszal feltöltve és Quick Clean 45 db-os sebtisztító kendőt. Ezzel az egy állomással megoldható a szemkimosás és a kisebb karcolások, vágások tisztítása és kezelése. Biztosítja a gyors és könnyű elsősegélyt, amely biztonságot ad Neked és kollégáidnak egyaránt.

Az elsősegély lényege, hogy tudd, hol található a szükséges segítséget - a leggyorsabban, közvetlenül a baleset megtörténte után.





Termékkatalógus

Kézhygiéniában is profik vagyunk
– több, mint 150 éve a piacon!

plum



Bőrvédelmi rendszerek - bármely munkahelyi környezetben

Kézhygiéna

Közel 50 éve jó minőségű bőrvédő, bőrpoló krémeket, kéztisztítókat, szappanokat és adagolórendszereket gyártunk az egész üzleti világ részére. A legfontosabb feladatunk, hogy kielégítsük a szükségleteket kímélő, hatékony termékekkel a kézvédelem, kéztisztítás és ápolás területén, így biztosítva az egészséges kézbőrt a munkahelyeken. Piacvezetők vagyunk a Skandináv országokban. Termékeinket sikeresen használják évek óta a kereskedelemben és az iparban dolgozó emberek.

Plum-kompetens, együttműködő partner

Termékeink csomagolástechnikai és környezetvédelmi szempontból egyaránt kitűnőek. Magunk fejlesztjük, gyártjuk, forgalmazzuk termékeinket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, ezt az ISO 9001, ISO 22716 és az ISO 14001 Környezetvédelmi bizonyítvány is garantálja. Hattyú (Swan) címkéjű termékeink választéka még egy másik lehetőség arra, hogy a termékeket specifikus megfontolással válasszák ki környezetükből, hiszen ez a legmagasabb skandináv standard védjegye.

Azért, hogy folyamatosan biztosítsuk vevőink számára ugyanazokat a kiváló termékeket és optimális szolgáltatást, bevezettük a GMP-C minőségi ellenőrzési rendszert, amely tartalmazza a nyomonkövetést, biztosítva, hogy valamennyi terméket vissza lehessen követni a pontos összetevőig. A laboratóriumban GLP minőségbiztosítási rendszert használnak. Ez lehetővé teszi, hogy a termékeink fejlesztésével és gyártásával kapcsolatos összes ellenőrzési funkciót megfelelően végezzük el, és hogy ezek jól legyenek dokumentálva. A szemkimosó termék EU-s bizonyítvánnyal ellátott az orvosi berendezések előírásának megfelelően.

A Plum legfontosabb feladatai:

- Felhasználók egészségének védelme
- Környezetvédelem (minimalizálni a környezetre gyakorolt hatásokat)
- Termékek minőségének folyamatos biztosítása



A skandináv Hattyú Jel a termék teljes gyártási folyamatát értékeli. Figyelembe veszi a gyártás alatti káros anyag kibocsátást is, valamint az energia és vízfelhasználást. Emellett a Hattyú Jel támogatja a fontos innovációkat, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez.

PLUM kézhigiénia 3 lépésben

Amennyiben a kézhigiéniai termékeket Plum adagolóból használod, a készülékek által kimért pontos mennyiség biztosítja, hogy jelentősen csökkentsd a felesleges fogyást. A kéztisztító termékeinket többféle adagolható csomagolásban szállítjuk, hogy csökkentsük az utántöltés gyakoriságát.

1. lépés:

Óvd bőrödet munkavégzés előtt használatos védőkrémmel

Használatuk segíti a bőr felkészülését a munkavégzés során a különböző behatásokkal szembeni védelemre. Megakadályozzák a szennyeződések bőrbe ivódását, ezáltal a megfelelő tisztításhoz kevesebb és enyhébb hatású tisztítószerre lesz szükség.

Plutect Dual kombinált védőkrém kondicionáló hatással

Tiszta, száraz kezeidre kenheted. Amennyiben a Plutect Dual kézvédő krémet maradéktalanul eldolgozod a kezeiden, tökéletes védelmet nyújt a munkavégzés ideje alatt kellemetlen mellékhatások nélkül! Kesztyű alá is ajánlott!


2. lépés:

Moss kezet a világ egyik leghatékonyabb kéztisztítójával

Fontos, hogy a szennyeződés jellegét figyelembe véve válasszuk ki a megfelelő tisztítószeret. Munkavégzés előtti készítmény használata jelentősen növeli a tisztítás hatásfokát.

Plulux kéztisztító

Erőteljes hatású kéztisztító paszta dörzsanyaggal, visszacsírzó hatással. Hatékonyan, de kíméletesen távolítja el a diesel vagy hidraulika olaj, korom, fém- és cementpor és egyéb makacs, beszáradt vagy ragacsos szennyeződést.



MEGTAKARÍTÁS: 35,6%

Spórolj úgy, hogy lecseréled az "olcsó"-nak hitt kéztisztítót!

3. lépés:

Munka után regeneráld fáradt kezeid bőrét

A napi munkavégzés folyamán igénybevett, "megfáradt" bőrt táplálja, regenerálja. Segít az ideális zsír és víz háztartás helyreállításában. Rendszeres használata a bőrt simává, puha tapintásúvá teszi, ideális termék az ápolat kezekért.

Handy Plus Bőrápoló krém regeneráló hatással, enyhén illatosítva

Tiszta, száraz kezeidre kenheted. Amennyiben a Handy Plus bőrápoló krémet maradéktalanul eldolgozod a kezeiden, a kéz bőröd tökéletesen regenerálódik, azonban mégsem érzed majd zsírosnak, vagy ragadósnak a bőrödöt használat után..

Munkavégzés előtti védő krémek

Munkavégzés előtt vidd fel a kézbrödre, így hatékony védelmet biztosíthatsz akár több órára is!

Plutect 22 Aqua Víztaszító hatású védőkrém		100 ml tubus	2231	18 x 100 ml	Adagolás: Standard Plum
		700 ml bag-in-box	2204	8 x 700 ml	
Plutect 23 Olio Festék, olaj, grafit taszító védőkrém		100 ml tubus	2331	18 x 100 ml	Adagolás: Standard Plum
		700 ml bag-in-box	2304	8 x 700 ml	
Plutect Dual Kombinált védőkrém kondicionáló hatással		100 ml tubus	2541	18 x 100 ml	Adagolás: Standard Plum
		700 ml bag-in-box	2503	8 x 700 ml	
Sun Cream SPF 15 Sun Cream SPF 30 Fényvédő krémek		SPF 15: Közepes védő hatás			 
		200 ml tubusban	3002	12 x 200 ml	
		SPF 30: Magas védő hatás			
200 ml tubusban		3022	12 x 200 ml		
Plutect Frost Új védőkrém, amely a hideg helyeken végzett munka közben védi bőrét		Gyorsan felszívódik, parfümmentes. Javasoljuk, hogy 15 perccel munkavégzés előtt vigye fel a bőrére!			
		100 ml tubusban	2811	18 x 100 ml	

Bőrápoló krémek

Minden munkavégzés után használj regeneráló krémet kezeidre!

Handy Plus (Normál bőrre) Bőrápoló, enyhén illatosított kondicionáló krém védő hatással		50 ml tubus	2902	25 x 50 ml	Adagolás: Standard Plum
		200 ml tubus	2901	12 x 200 ml	
		700 ml bag-in-box	2903	8 x 700 ml	
Handy Creme (Nagyon száraz bőrre) Bőrápoló, illatmentes kondi- cionáló krém		100 ml tubus	2461	18 x 100 ml	Adagolás: Standard Plum
		700 ml bag-in-box	2470	8 x 700 ml	
Plutect Care 2 in 1 védő és ápoló krém		250 ml tubus	2965	12 x 250 ml	Adagolás: Standard Plum
		1000 ml bag-in-box	2963	8 x 1000 ml	

Krémszappanok és tusfürdők


Hatékony, de kíméletes, környezetbarát megoldásokat kínálunk kéz, test és haj mosására egyaránt!

<p>Plum No. 14 Ipari szappan általános tisztításra színnel, illattal</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1400 ml bag-in-box</td> <td>1413</td> <td>8 x 1400 ml</td> </tr> <tr> <td>5,0 literes kanna</td> <td>1403</td> <td>3 x 5,0 liter</td> </tr> </tbody> </table>	1400 ml bag-in-box	1413	8 x 1400 ml	5,0 literes kanna	1403	3 x 5,0 liter	<p>Adagolás: Standard Plum</p>						
1400 ml bag-in-box	1413	8 x 1400 ml													
5,0 literes kanna	1403	3 x 5,0 liter													
<p>Plum No. 17 Ipari tusfürdő és sampon színnel, illattal</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1400 ml bag-in-box</td> <td>1706</td> <td>8 x 1400 ml</td> </tr> <tr> <td>5,0 literes kanna</td> <td>1705</td> <td>3 x 5,0 liter</td> </tr> <tr> <td>4,2 Ltr. bag-in-box</td> <td>1712</td> <td>3 x 4,2 liter</td> </tr> </tbody> </table>	1400 ml bag-in-box	1706	8 x 1400 ml	5,0 literes kanna	1705	3 x 5,0 liter	4,2 Ltr. bag-in-box	1712	3 x 4,2 liter	<p>Adagolás: Standard Plum Maxi Plum</p> 			
1400 ml bag-in-box	1706	8 x 1400 ml													
5,0 literes kanna	1705	3 x 5,0 liter													
4,2 Ltr. bag-in-box	1712	3 x 4,2 liter													
<p>Nature Környezetbarát szín és illatmentes krémszappan</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1000 ml tasak</td> <td>1786</td> <td>6 x 1000 ml</td> </tr> <tr> <td>1400 ml bag-in-box</td> <td>1795</td> <td>8 x 1400 ml</td> </tr> </tbody> </table>	1000 ml tasak	1786	6 x 1000 ml	1400 ml bag-in-box	1795	8 x 1400 ml	<p>Adagolás: Combi Plum Standard Plum</p> 						
1000 ml tasak	1786	6 x 1000 ml													
1400 ml bag-in-box	1795	8 x 1400 ml													
<p>Nature Hair & Body Környezetbarát 2 az 1-ben tusfürdő és sampon</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1000 ml tasak</td> <td>1736</td> <td>6 x 1000 ml</td> </tr> <tr> <td>1400 ml bag-in-box</td> <td>1737</td> <td>8 x 1400 ml</td> </tr> <tr> <td>4,2 Ltr. bag-in-box</td> <td>1732</td> <td>3 x 4,2 liter</td> </tr> <tr> <td>5,0 literes kanna</td> <td>1734</td> <td>3 x 5,0 liter</td> </tr> </tbody> </table>	1000 ml tasak	1736	6 x 1000 ml	1400 ml bag-in-box	1737	8 x 1400 ml	4,2 Ltr. bag-in-box	1732	3 x 4,2 liter	5,0 literes kanna	1734	3 x 5,0 liter	<p>Adagolás: Combi Plum Standard Plum Maxi Plum</p> 
1000 ml tasak	1736	6 x 1000 ml													
1400 ml bag-in-box	1737	8 x 1400 ml													
4,2 Ltr. bag-in-box	1732	3 x 4,2 liter													
5,0 literes kanna	1734	3 x 5,0 liter													
<p>Foam Sensitive Környezetbarát extra lágy és bőrkímélő habszappan. Adagolási rendszere miatt lopás biztos.</p>		<p>Hattýjellel ellátott termék illat- és színezék nélkül. Puha, kímélő hab, amely gyakori kézmosáshoz ajánlott. kb. 2700 kézmosáshoz elegendő.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1000 ml tasak</td> <td>1308</td> <td>6 x 1,0 l</td> </tr> </tbody> </table>	1000 ml tasak	1308	6 x 1,0 l	<p>Adagolás: Combi Plum Foam</p> 									
1000 ml tasak	1308	6 x 1,0 l													
<p>Foam Luxury Környezetbarát bőrkímélő habszappan. Adagolási rendszere miatt lopás biztos.</p>		<p>Hattýjellel ellátott termék színezék nélkül, friss illattal Puha, kímélő hab, amely gyakori kézmosáshoz ajánlott. kb. 2700 kézmosáshoz elegendő.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1000 ml tasak</td> <td>1338</td> <td>6 x 1,0 l</td> </tr> </tbody> </table>	1000 ml tasak	1338	6 x 1,0 l	<p>Adagolás: Combi Plum Foam</p> 									
1000 ml tasak	1338	6 x 1,0 l													



Kézfertőtlenítők

Víz és szappan nélkül használható megbízható kézfertőtlenítő gélek.

<p>Disinfectant 70% baktericid, fungicid, virucid (HIV/ HBV, H1N1, H5N1 inaktíváló) alkoholos kézfertőtlenítő gél. Nem szárítja a kezeket!</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>120 ml gél flakonban</td> <td>3728</td> <td>10 x 120 ml</td> </tr> <tr> <td>1400 ml gél tasakban</td> <td>3720</td> <td>8 x 1000 ml</td> </tr> <tr> <td>1000 ml gél tasakban</td> <td>3736</td> <td>6 x 1000 ml</td> </tr> </tbody> </table>	120 ml gél flakonban	3728	10 x 120 ml	1400 ml gél tasakban	3720	8 x 1000 ml	1000 ml gél tasakban	3736	6 x 1000 ml	<p>Adagolás: Standard Plum Combi Plum</p>
120 ml gél flakonban	3728	10 x 120 ml										
1400 ml gél tasakban	3720	8 x 1000 ml										
1000 ml gél tasakban	3736	6 x 1000 ml										

Kéztisztítók

Használj a szennyeződésnek megfelelő speciális kéztisztító szereket költséghatékony adagolókból!




Plulux Nagy hatékonyságú kéztisztító, dörzsanyaggal és visszacsírzó adalékkal, cement, festék, olaj, korom eltávolítására		250 ml tubus	0715	12 x 250 ml	Adagolás: Standard Plum, Maxi Plum
		1400 ml bag-in-box	0718	8 x 1400 ml	
		4,2 Ltr. bag-in-box	8105	3 x 4,2 liter	
Plum Extra Nagy hatékonyságú kéztisztító dörzsanyaggal, olaj, korom, gumi, fém szennyeződésekre, citromolajjal		250 ml tubus	0995	12 x 250 ml	Adagolás: Maxi Plum
		4,2 Ltr. bag-in-box	0984	3 x 4,2 liter	
Profi Nagy hatékonyságú kéztisztító dörzsanyaggal, olaj, korom, gumi, fém szennyeződésekre		250 ml tubus	0915	12 x 250 ml	Adagolás: Standard Plum
		1400 ml bag-in-box	0918	8 x 1400 ml	
		5 literes kanna	0903	3 x 5 liter	
Plulac Festék, lakk, gyanta eltávolító kéztisztító. Száraz kézre alkalmazandó.		250 ml tubus	0815	12 x 250 ml	Adagolás: Standard Plum
		1400 ml bag-in-box	0818	8 x 1400 ml	



Nedves tisztító kendők

A nedves tisztítókendőkkel víz használata nélkül, bárhol eltávolíthatod a szennyeződéseket kezeidről és a munkafelületekről is!



Általános tisztító kendők		Bőrbarát kéztisztító kendők erős szennyeződések eltávolítására			
		200 darab	5332	4 x 200 darab	
Erős tisztító kendők		Bőrbarát kéztisztító kendők, erős szálakkal szőve. Nagyon erős szennyeződések eltávolítására			
		50 darab	5330	6 x 50 darab	
		150 darab	5331	4 x 150 darab	

Adagoló rendszerek

Az alacsony felhasználási költség érdekében adagolórendszert biztosítunk termékeinkhez!

A PLUM adagolórendszer előnyei:

- Csökkenti a felesleges fogyaszt
- Higiénikus, légmentes, eldobható csomagolás
- Időtakarékos újratöltés és karbantartás
- Egyszerű, robosztus adagoló
- Környezetbarát termékcsomagolás
- Opcionális zár



Standard Plum		Cikkszám: 4215	Zárható adagoló 0,7 és 1,4 literes termékekhez.
Maxi Plum		Cikkszám: 4221	Zárható adagoló 4,2 literes termékekhez.
Combi Plum		Cikkszám: 4279	Higiénikus, könnyen tisztán tartható, 1 literes rozsdamentes acél adagoló.
Combi Plum		Cikkszám: 4292	Elegáns, zárható, 1 literes fehér, műanyag adagoló.
Combi Plum		Cikkszám: 4302 - fedéllel 4303 - fedél nélkül	Elektromos adagolók: elegáns forma, magas higiéniai színvonal, érintés nélkül működésbe lép. A csomag tartozéka 4 db AA elem, amely gyakori használat mellett kb. 1 évig elegendő.
Combi Plum Foam		Cikkszám: 4142	Adagoló 1 literes habszappan adagolásához. Egyszerűen utántölthető és tisztítható gazdaságos adagoló. Nagy forgalmú mosdókba ideális választás.



ÚJDONSÁG!
A PRÉMIUM a makacs
szennyeződések is eltá-
volítja oldószer nélkül.

Ügyelünk az egészségmegőrzésre a munkahelyeken.

Adj lehetőséget
kezeidnek...

plum

Új, hatásos Prémium kéztisztítószer. Hatásos a szennyeződésekkel szemben. Kíméletes a bőrhöz és védi a környezetet.

Az erős olajszenyeződést most egy kímélő, de hatásos, oldószer mentes kéztisztítóval tudod eltávolítani. Az új PRÉMIUM kéztisztító egyedülálló összetevőket tartalmaz, többek között a kiválasztott növényi alapanyagokat, melyek oldják a szennyeződések, ugyanakkor segítik megőrizni a bőr természetes zsírtartalmát.

Könnyű, illatos, színezék mentes habzással gondoskodik a bőr légységéről és simaságáról.


A PRÉMIUM eltávolítja az erős és ragadós olajos szennyeződések, mint például a dízel-, a korommal összekevert olaj, a fék-olaj, fafesték és szírtanyomó festék.

Dörzsanyagul természetes kukoricacső morzsalékot használunk, mert az érdes őrlemény növeli a tisztítóhatást, így könnyítve meg a kéztisztítást. Így ápolja egyszerre a bőrd és védi a környezetet.

Mik a PRÉMIUM előnyei?

- erős szennyeződések eltávolítása oldószer nélkül
- kellemes a bőrnek
- segíti visszaállítani a bőr természetes zsírtartalmát
- a bőr lágy és sima marad
- a lágy hab megkönnyíti a bedörzsölést és a leöblítést
- a dörzsanyagul szolgáló kukoricacsőmorzsalék kíméli a környezetet



	Csomagolás	Cikkszám	Adagoló típusa
	250 ml tubusban	0615	
	1,4 liter bag-in-box	0618	MP2000 és StandardPlum

